


2. ZEICHNUNGEN

PID	50-10-2850-(01)-(1)
Layout	50-10-2849-(02)-(1)
Grundrahmen	50-15-1858-(00)-(1)
Sperrdruckstation	50-15-1852-(00)-(1)
Arbeitsbereich	50-15-1853-(00)-(1)
Mahlsplattverstellung	50-15-1854-(00)-(1)
Restablass	50-15-1855-(00)-(1)
Produkt Einlauf	50-15-1856-(00)-(1)
Produkt Auslauf	50-15-1857-(00)-(1)



instruments:

PI pressure indication
 TI temperature indication
 TS temperature switch
 FS flow switch
 LS level switch
 GI grinding gap indication

components:

A working area
 B vessel
 M electrical motor
 P pump
 G001 sight glass
 V001 valve manuel
 Y008 spring safety valve
 X100 pressure reduce valve

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor:



Ind.	Aenderung	Nr.	Datum	Name	Ind.	Aenderung	Nr.	Datum	Name	Ersetzt durch
1	Sperrdruckstation	---	13.11.07	sm	6					
2					7					
3					8					
4					9					Ersetzt fuer:
5					10					50-10-2850-(00)-(1)

Projekt-Nr.: 101227	Kunde: Nordmark Arzneimittel Deutschland	Bemerkung: RM 206649
--	--	---

PID MK 95 ATEX	Masstab %	Datum 03.10.2007	Name sm
		Gezeichnet 13.11.2007	Geprüft PL
		CAD-Dateiname	


FrymaKoruma	FrymaKoruma GmbH Romaco AG	Zeichn.Nr. 50-10-2850-(01)-(1)
--	-----------------------------------	---

Ursprung: Zeichn.-Nr.	Artikel-Nr.	Anzahl Blatt: 1 von 1
-----------------------	-------------	-----------------------



- | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| <p>Ⓐ Produkt ein
product inlet
entrée produit</p> <p>Ⓑ Produkt aus
product outlet
sortie produit</p> <p>Ⓒ Wasser ein
water inlet
entrée</p> | <p>ML DN40
DIN 11851</p> <p>ML DN50
DIN 11851</p> <p>Rp 3/8"
ISO 7-1</p> | <p>Ⓓ Wasser aus
water outlet
sortie eau</p> <p>Ⓔ Restablass
drain
robinet de vidange</p> <p>Ⓕ Luft ein
air inlet
entrée air</p> | <p>R 3/8"
ISO 7-1</p> <p>ML DN25
DIN 11851</p> <p>G 1/4"
ISO 228-1</p> | <p>Ⓖ Sperrmedium
sealing liquid
liquide de barrage</p> <p>Ⓖ Wasser ein
water inlet
entrée</p> <p>Ⓖ Wasser aus
water outlet
sortie eau</p> | <p>8L</p> <p>R 3/8"
ISO 7-1</p> <p>R 3/8"
ISO 7-1</p> |
|---|--|---|--|---|---|




Für diese Zeichnung befristet vor dem 1.1.2001 ver.											
Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Ben.	Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Ben.	Erstellt durch	
1	Spezifikationsstellen	---	13.07.97	sm	6						
2	Änderung/Änderung	---	20.01.98	sm	7						
3					8						
4					9						
5					10						
Projekt-Nr.: 101227				Kunde: Nordmark Arzneimittel Deutschland				Benennung: RM 206649			
Layout MK 95				Maßstab: 1:5				Datum: 10.09.2001			
ATEX				Gezeichnet: sm				Geprüft: PL			
Firma: FrymaKoruma				Firma: FrymaKoruma GmbH				Zeichn.-Nr.: 50-10-2849-(02)-(1)			
Ursprung: Zeichn.-Nr.				Artikel-Nr.				Anzahl Blatt: 1 von 1			



Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.										
Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ersetzt durch
1					6					
2					7					
3					8					
4					9					
5					10					

Projekt-Nr.: 101227		Kunde: Nordmark Arzneimittel Deutschland		Bemerkung: RM 206649	
Grundrahmen fahrbar				Maßstab 1:5	Gezeichnet 21.11.2007 Sjm
				Geprüft 21.11.2007 Wm	CAD-Dateiname
FrymaKoruma Romaco AG				Zeichn.Nr. 50-15-1858-(00)-(1)	
Ursprung: Zeichn.-Nr.		Artikel-Nr.		Anzahl Blatt 1 von 1	

Maschine: MK 95



- Ⓐ Sperrdruckbehälter sealing liquid vessel 8L
- Ⓑ Ablasshahn drain Rp 3/8" ISO 7-1
- Ⓒ Kühlmedium ein cooling media inlet R 3/8" ISO 7-1
- Ⓓ Kühlmedium aus cooling media outlet R 3/8" ISO 7-1
- Ⓔ Luft ein air inlet G 1/4" ISO 228-1

Schweissymbole nach EN 22553
 Schweißnahtvorbereitung nach EN 29692
 Schweißnahtvorbereitung nach DIN 2559-1 für Rohre
 Qualitätsanforderungen nach EN 792-2
 Schweisszugabe zum Schleifen 1mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.


Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ersetzt durch:
1					6					
2					7					
3					8					
4					9					
5					10					

Projekt-Nr.: 101227	Kunde: Nordmark Arzneimittel Deutschland	Bemerkung: RM 206649
------------------------	--	-------------------------

%	Massstab	Datum	Name
	Gezeichnet	19.11.2007	sm
	Geprüft	19.11.2007	Wm

Sperrdruckstation mit Pumpe und Durchflusswächter	Zeichn.Nr. 50-15-1852-(00)-(1)
--	---

Ursprung: Zeichn.-Nr.	Artikel-Nr.	Anzahl Blatt 1 von 1
-----------------------	-------------	----------------------



Sicherheitsbestimmende Verbindungen
 Connections directly influencing safety
 Connexions étant déterminantes pour la sécurité

$M_A = \dots \text{ Nm}$

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.


Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ersetzt durch:
1					6					
2					7					
3					8					
4					9					
5					10					

Projekt-Nr.: 101227	Kunde: Nordmark Arzneimittel Deutschland	Bemerkung: RM 206649
------------------------	--	-------------------------

Mahlspaltverstellung MK 95	Massstab 1:1	Gezeichnet 19.11.2007 sm	Name
		Geprüft 19.11.2007 Wm	
		CAD-Dateiname	

Maschine: MK 95	FrymaKoruma GmbH Romaco AG	Zeichn.Nr. 50-15-1854-(00)-(1)
-----------------	-------------------------------	-----------------------------------

Ursprung: Zeichn.-Nr.	Artikel-Nr.	Anzahl Blatt 1 von 1
-----------------------	-------------	-------------------------



Schweissymbole nach EN 22553
 Schweissnahtvorbereitung nach EN 29692
 Schweissnahtvorbereitung nach DIN 2559-1 für Rohre
 Qualitätsanforderungen nach EN 792-2
 Schweisszugabe zum Schleifen 1mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.

Für diese Zeichnung gelten für uns alle Rechte.

Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ersetzt durch:
1					6					
2					7					
3					8					
4					9					
5					10					Ersetzt fuer:

Projekt-Nr.:		Kunde:		Bemerkung:	
101227		Nordmark Arzneimittel Deutschland		RM 206649	


Produkteinlauf DIN11851 mit Teleskopstutzen				Massstab			Datum	Name
				1:1			20.11.2007	sm
						Gezeichnet	20.11.2007	Wm
						Geprüft		
				 		CAD-Dateiname		

 FrymaKoruma		FrymaKoruma GmbH		Zeichn.Nr. 50-15-1856-(00)-(1)	
		Romaco AG			

Ursprung: Zeichn.-Nr.		Artikel-Nr.		Anzahl Blatt		1 von 1	
-----------------------	--	-------------	--	--------------	--	---------	--

Maschine: MK 95

Maschine: MK 95



Schweisssymbole nach EN 22553
 Schweißnahtvorbereitung nach EN 29692
 Schweißnahtvorbereitung nach DIN 2559-1 für Rohre
 Qualitätsanforderungen nach EN 792-2
 Schweißzugabe zum Schleifen 1mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.									
Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name
1					6				
2					7				
3					8				
4					9				
5					10				
Projekt-Nr.					Kunde:			Bemerkung:	
101227					Nordmark Arzneimittel Deutschland			RM 206649	
Produktauslauf DIN11851					Massstab:			Datum	Name
ATEX								20.11.2007	sm
								20.11.2007	Wm
								EAD-Dateiname	
Maschine: MK 95					FrymaKoruma GmbH			Zeichn.Nr.	
					Romaco AG			50-15-1857-(00)-(1)	
Ursprung: Zeichn.-Nr.					Artikel-Nr.			Anzahl Blatt	1 von 1